


Wb, Elisa용 Anti-Pah 폴리클로날 항체 - P00439

품목 번호: CM0022428



소개

인간 PAH (페닐알라닌-4-하이드록실레이스)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 랫트와의 교차 반응성이 있습니다. 아미노산 110-452를 포함하는 재조합 단백질 면역원을 사용합니다. 대사 및 유전성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAH Rabbit pAb
비고/별칭	PH; PKU; PKU1; PAH
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5053
GeneID	5053
면역원(Immunogen)	인간 PAH (NP_000268.1)의 아미노산 110-452 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	랫트(Rat)
SWISS	P00439
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스백