


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pah Rabbit Polyclonal Antibody - P00439

품목 번호: CM0016973



### 소개

페닐알라닌-4-하이드록실레이스(PAH)에 대한 토끼 다클로널 항체. WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 페닐알라닌 대사, PKU 연구에 적합함. ~52kDa 단백질을 검출함.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명            | PAH Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭          | PH; PKU; PKU1; PAH                                         |
| 종(Species)     | Human                                                      |
| GeneID (human) | 5053                                                       |
| GeneID         | 5053                                                       |
| 면역원(Immunogen) | 인간 PAH (NP_000268.1)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)    | Rabbit                                                     |
| 카테고리           | 폴리클로날 항체                                                   |
| 애플리케이션         | WB, IF/ICC, ELISA                                          |
| 교차 반응성         | Human, Mouse, Rat                                          |
| SWISS          | P00439                                                     |
| 단백질 크기         | 52kDa                                                      |
| 배송(Shipping)   | 아이스 백(Ice bag)                                             |