

Anti-Pai-1/Serpin E1 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, If-P, Elisa용) - P05121

품목 번호: CM0027955



소개

인체 PAI-1/Serpin E1(SERPINE1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), 면역형광법 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 섬유소 용해 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	PAI-1/Serpin E1 토끼 pAb
비고/별칭	PAI; PAII; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	5054
면역원	인체 PAI-1/Serpin E1의 아미노산 24-199 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_000593.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P05121
단백질 무게	45 kDa
배송	아이스팩