


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Paics 폴리클로날 항체 - P22234

품목 번호: CM0025307



소개

인간 PAICS(이기능 퓨린 생합성 효소)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광법, 면역조직화학 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 뉴클레오타이드 대사 및 암 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAICS Rabbit pAb
비고/별칭	ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10606
유전자 ID	10606
면역원	인간 PAICS (NP_001072992.1)의 아미노산 176-425에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P22234
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스백