

Wb, Elisa용 항Paip1 다클론 항체 - Q9H074

품목 번호: CM0026007



소개

PAIP1 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트 PAIP1을 검출하며 WB와 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 번역 개시 및 mRNA 전환 연구에 도움을 줍니다 — Q9H074.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAIP1 토끼 pAb
비고/별칭	PAIP1
종	인간
유전자 ID	10605
면역원	인간 PAIP1 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_877590.1)
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H074
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스팩