


Anti-Pak1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13153

품목 번호: CM0029234



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 PAK1(Q13153)에 대한 토끼 다클로날 항체; 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 세포골격 역학, 세포 신호 전달 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK1 Rabbit pAb
비고/별칭	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5058
GeneID	5058
면역원(Immunogen)	인간 PAK1 (Q13153)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13153
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)