

Wb, Elisa용 Anti-Pak1Ip1 다클론 항체 - Q9Nwt1

품목 번호: CM0021925

소개

PAK1 키나제 억제제이자 리보솜 생합성 인자인 PAK1IP1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 마우스 교차 반응성과 함께 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 핵소체 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK1IP1 토끼 pAb
비고/별칭	PIP1; MAK1; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IP1
종	사람
GeneID (사람)	55003
GeneID	55003
면역원	사람 PAK1IP1의 아미노산 1-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_060376.2)
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9NWT1
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩