


Anti-Pak1/Pak2/Pak3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13153/Q13177/O75914

품목 번호: CM0020046



소개

PAK1, PAK2 및 PAK3(PAKalpha)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 실험쥐 조직에서의 반응성이 입증되었으며 WB 및 ELISA에 사용할 수 있습니다. 세포골격 역학 및 세포 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PAK1/PAK2/PAK3 Rabbit pAb
비고/별칭	PAKalpha; PAK1/PAK2/PAK3
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	5058/5062/5063
유전자 ID	5058/5062/5063
면역원	사람 PAK1/PAK2/PAK3 (NP_002567.3)의 아미노산 350-450 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 실험쥐(Rat)
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)