

Wb 및 Elisa용 Anti-Pak2 폴리클로날 항체 - Q13177

품목 번호: CM0026202



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 PAK2 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PAK2(~58 kDa)와 반응합니다. 키나아제 신호 전달, 세포자멸사 및 세포골격 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK2 Rabbit pAb
비고/별칭	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
종	인간
GeneID (인간)	5062
GeneID	5062
면역원	인간 PAK2 (NP_002568.2)의 아미노산 120-240 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q13177
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백