

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pak2 토끼 단클론 항체 - Q13177

품목 번호: CM0007867



소개

인간 PAK2(Q13177)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 세포골격 조절, 세포사멸, 세포 증식 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAK2 토끼 mAb
비고/별칭	KNO2; PAK65; PAKgamma; p58; PAK-2; S6/H4 kinase; PAK2
종	인간
유전자ID (인간)	5062
유전자ID	5062
면역원	합성 펩타이드 인간 PAK2(Q13177)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13177
단백질 분자량	58kDa
배송 방법	아이스백