


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pak3 Rabbit Monoclonal Antibody - O75914

품목 번호: CM0009610



소개

PAK3 Rabbit mAb (O75914)는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 시냅스 가소성, 수상돌기 가지 형태, 신호 전달 경로를 타겟으로 하는 신경과학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PAK3 Rabbit mAb
비고/별칭	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
종	인간
GeneID (Human)	5063
GeneID	5063
면역원	인간 PAK3 (O75914)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75914
단백질 무게	62 kDa
배송	아이스백