


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pak3 토끼 다클론 항체 - O75914

품목 번호: CM0021955



소개

신경 발달과 시냅스 가소성에 관여하는 세린/트레오닌 키나아제인 PAK3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 응용에 적합합니다. 사람, 마우스 및 랫드의 PAK3를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK3 토끼 pAb
비고/별칭	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
종	사람
GeneID (사람)	5063
면역원	합성 펩타이드
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	O75914
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩