

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pak4 토끼 다클론 항체 - O96013

품목 번호: CM0015673



소개

인간, 생쥐의 PAK4(64 kDa)를 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 세포골격 조절, 세포 이동, 증식 및 생존 연구에서 PAK4 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK4 토끼 pAb
비고/별칭	PAK4
종	인간
유전자ID (인간)	10298
면역원	인간 PAK4 (NP_005875.1)의 아미노산 450-550 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O96013
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스팩