


Wb, Elisa용 Anti-Pak6 토끼 다클론 항체 - Q9Nqu5

품목 번호: CM0030803



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-PAK6 토끼 다클론 항체입니다. 전사 조절에 관여하는 세린/트레오닌 키나아제인 인간 및 마우스 PAK6(PAK5라고도 함)를 검출합니다. 뇌와 고환에서 선택적으로 발현되며, 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK6 토끼 pAb
비고/별칭	PAK5; PAK6
종	인간
GeneID (인간)	56924
GeneID	56924
면역원	인간 PAK6(NP_064553.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NQU5
단백질 무게	75 kDa
배송	아이스팩