

Wb, Elisa용 Anti-Pak6 토끼 다클로날 항체 - Q9Nqu5

품목 번호: CM0030793

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-PAK6 토끼 다클로날 항체입니다. 전사 조절에 관여하는 세린/트레오닌 키나제인 인간 및 마우스 PAK6(PAK5로도 알려짐)을 검출합니다. 뇌 및 고환에 선택적으로 발현합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAK6 Rabbit pAb
비고/별칭	PAK5; PAK6
종(Species)	Human
GeneID (인간)	56924
GeneID	56924
면역원(Immunogen)	인간 PAK6 (NP_064553.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q9NQU5
단백질 분자량(Protein Weight)	75 kDa
배송(Shipping)	아이스백