

Wb 및 Elisa용 항-Palb2 토끼 다클론 항체 - Q86Yc2

품목 번호: CM0030701



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PALB2 토끼 다클론 항체입니다. 본 항체는 상동 재조합 수선 및 반코니 빈혈 경로의 핵심 단백질인 인간 BRCA2 파트너 및 위치결정인자(PALB2)를 표적으로 합니다. 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PALB2 토끼 pAb
비고/별칭	FANCN; PNCA3; PALB2
종	인간
유전자ID (인간)	79728
유전자ID	79728
면역원	인간 PALB2 (NP_078951.2)의 아미노산 99-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q86YC2
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백