

Anti-Pald1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - Q9Ule6

품목 번호: CM0017865

소개

인간 PALD1 (팔라딘)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, N-말단 재조합 단백질을 이용하여 제작되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 약 97 kDa의 세포질 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PALD1 토끼 pAb
비고/별칭	PALD; KIAA1274; PALD1
종	인간
GeneID (인간)	27143
GeneID	27143
면역원	인간 PALD1 (NP_055246.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9ULE6
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백