


웨스턴 블롯, Elisa용 안티-팔라딘 Rabbit Mab - Q8Wx93

품목 번호: CM0005210



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 Rabbit monoclonal 안티-팔라딘 항체. 면역원: 인간 팔라딘의 아미노산 1-100. 액틴 세포골격 조직체 인식; 전립선, 난소, 대장, 신장에서 높은 발현. 인간에 대해 검증됨. - Q8WX93

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	팔라딘 Rabbit mAb
비고/별칭	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Palladin
종	인간
유전자 ID	23022
면역원	인간 팔라딘 (NP_001159582.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WX93
단백질 분자량	151kDa
배송	아이스백