

Anti-Pam16 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y3D7

품목 번호: CM0030877

소개

인간 PAM16 (TIM16, MAGMAS)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨; 마우스와 교차 반응. 14 kDa 단백질을 검출; 미토콘드리아 수입 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAM16 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM16; MAGMAS; SMDMDM; TIMM16; CGI-136; PAM16
종	인간
유전자 ID (인간)	51025
유전자 ID	51025
면역원	인간 PAM16 (NP_057153.8)의 아미노산 21-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y3D7
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백