


Anti-Pan 14-3-3 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

품목 번호: CM0006354



소개

사람의 7가지 14-3-3 아이소폼(θ , β , γ , ϵ , ζ , η , σ)을 모두 인식하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 샘플에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pan 14-3-3 Rabbit mAb
비고/별칭	1C5; HSI; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 pan 14-3-3 (NP_006817.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
단백질 분자량(Protein Weight)	27kDa/28kDa/29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)