

Wb, Ip, Elisa용 항-판-카드헤린 다클론 항체 - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

품목 번호: CM0022697



소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IP, ELISA에 사용 가능한 CamelBio 판-카드헤린 토끼 다클론 항체입니다. 보존된 카드헤린 영역을 인식하여 광범위한 세포 접착 및 진단 연구에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	판-카드헤린 토끼 pAb
종	인간
GeneID (인간)	999/1000/1001/1002
GeneID	999/1000/1001/1002
면역원	인간 판-카드헤린(NP_004351.1)의 아미노산 800-882 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
배송	아이스백