


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pan-Pkc 폴리클로날 항체 - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

품목 번호: CM0022686



소개

pan-PKC

(PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. PKC 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pan-PKC 토끼 pAb
비고/별칭	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; pan-PKC
종	인간
GeneID (human)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GeneID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
면역원	인간 PRKCA (NP_002728.2)의 아미노산 572-672 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
단백질 분자량	59kDa/67kDa/74- 83kDa
배송	아이스팩