

Wb 및 Elisa용 항-Pan-Trk 다클론 항체 - P04629/Q16620/Q16288

품목 번호: CM0021455



소개

인간 pan-Trk(NTRK1/2/3)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 뉴로트로핀 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	pan-Trk 토끼 pAb
종	인간
유전자 ID (인간)	4914/4915/4916
유전자 ID	4914/4915/4916
면역원	인간 pan-Trk(NP_002520.2)의 아미노산 697-796 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
배송	아이스 팩