

Wb, Elisa용 Anti-Pan-Trk 토끼 단일클론 항체 - P04629 / Q16620 / Q16288

품목 번호: CM0007379



소개

WB 및 ELISA 어플리케이션용으로 검증된 Pan-Trk 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트 TrkA/B/C 수용체를 검출합니다. 신경영양인 신호 전달 연구 및 신경 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	pan-Trk Rabbit mAb
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	4914, 4915, 4916
면역원	사람 pan-Trk에서 유래한 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P04629, Q16620, Q16288
배송	아이스백