

Wb 및 Elisa용 항Pank2 토끼 다클론 항체 - Q9Bz23

품목 번호: CM0021834



소개

인간 PANK2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 사용됩니다. 생쥐와 교차 반응합니다. 면역원: 아미노산 300-400 위치의 합성 펩타이드입니다. 조효소 A 합성 및 신경퇴행 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PANK2 토끼 pAb
비고/별칭	HSS; HARP; PKAN; NBIA1; C20orf48; PANK2
종	인간
유전자ID (인간)	80025
유전자ID	80025
면역원	인간 PANK2 (NP_705902.2)의 아미노산 300-400 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q9BZ23
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스팩