


Wb, Elisa용 Anti-Pannexin-1 폴리클로날 항체 - Q96Rd7

품목 번호: CM0027498



소개

인간 Pannexin-1 (PANX1)을 타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다.

마우스와 교차 반응합니다. 이온 채널, 세포자멸(apoptosis), 칼슘 신호 연구에 대해 검증되었습니다. Swiss-Prot: Q96RD7.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pannexin 1 Rabbit pAb
비고/별칭	PX1; MRS1; OOMD7; OZEMA7; UNQ2529; Pannexin 1
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	24145
면역원	인간 Pannexin 1 (NP_056183.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스 (Human, Mouse)
SWISS	Q96RD7
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)