

Wb, Elisa용 항-Pap 토끼 다클론 항체 - P51003

품목 번호: CM0026312



소개

인간 poly(A) 중합효소 알파(PAPOLA/PAP)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 mRNA 폴리아데닐화 연구에 적합합니다. 진단 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAP 토끼 pAb
비고/별칭	PAP; PAP-alpha
종	인간
유전자ID (인간)	10914
유전자ID	10914
면역원	제조업 단백질 인간 PAP(NP_116021.2)의 아미노산 605-745에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51003
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백