

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Papd7 Rabbit Polyclonal Antibody - Q5Xg87

품목 번호: CM0015724

소개

인간 PAPD7/TENT4A에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 표적은 mRNA 안정화 및 RNA 품질 관리에 관여함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAPD7 Rabbit pAb
비고/별칭	LAK1; POLK; POLS; TRF4; LAK-1; PAPD7; TRF41; TRF4-1; TUTASE5
종	인간
GeneID (인간)	11044
GeneID	11044
면역원	제조합 단백질 인간 PAPD7 (NP_008930.1)의 아미노산 303-542에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5XG87
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스팩