


Wb용 Papss1 다클론 항체 - O43252

품목 번호: CM0015698



소개

인간 PAPSS1(SK1/ATPSK1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 황산 활성화 경로 및 술포기전이효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAPSS1 토끼 pAb
비고/별칭	SK1; PAPSS; ATPSK1; PAPSS1
종	인간
유전자ID (인간)	9061
유전자ID	9061
면역원	인간 PAPSS1 (NP_005434.4)의 아미노산 190-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43252
단백질 분자량	71kDa
배송 방식	아이스팩