

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Par2 토끼 단일클론 항체 - P55085

품목 번호: CM0010308



소개

사람 PAR2(P55085)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 염증, 면역 및 내피 장벽 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PAR2 토끼 mAb
비고/별칭	PAR2; GPR11
종	사람
유전자 ID	2150 (사람)
면역원	합성 펩타이드: 사람 PAR2(P55085)의 아미노산 298~397 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P55085
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩