

Wb, If/Icc, Elisa용 항Par2 토끼 다클론 항체 - P55085

품목 번호: CM0025996



소개

이 토끼 다클론 항체로 인간, 마우스, 래트에서 PAR2 (F2RL1/GPR11) 발현을 검증하세요. WB, IF/ICC, ELISA에 이상적입니다. 염증 및 장벽 신호 전달 경로를 연구하세요.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PAR2 토끼 pAb
비고/별칭	PAR2; GPR11
종	인간
유전자ID (인간)	2150
유전자ID	2150
면역원	인간 PAR2 (NP_005233.4)의 아미노산 15-94 범위 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55085
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백