

Wb, Elisa용 항-Par4 토끼 다클론 항체 - Q96Iz0

품목 번호: CM0027204



소개

인간, 마우스, 래트 PAR4를 검출하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 항-PAR4 토끼 다클론 항체. 세포자멸사 및 암 연구에 이상적입니다. - Q96IZ0

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PAR4 토끼 pAb
비고/별칭	PAR4; Par-4
종	인간
유전자 ID (인간)	5074
유전자 ID	5074
면역원	합성 펩타이드; 인간 PAR4 (NP_002574.2)의 아미노산 200-300 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96IZ0
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스팩