

Anti-Parathyroid Hormone (Pth) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P01270

품목 번호: CM0026761



소개

이 토끼 폴리클론 항체는 인간 PTH (SWISS P01270)를 표적으로 하며 쥐와 랫드와 교차 반응합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 칼슘 대사 연구 및 IVD 분석법 개발에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	부갑상선 호르몬 (PTH) 토끼 pAb
비고/별칭	FIH1; PTH1; Parathyroid Hormone (PTH)
종	인간
유전자 ID (인간)	5741
유전자 ID	5741
면역원	인간 부갑상선 호르몬 (PTH) (NP_000306.1)의 아미노산 20-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 랫드
SWISS	P01270
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백