

Wb 및 Elisa용 Anti-Pard6A 토끼 다클로날 항체 - Q9Npb6

품목 번호: CM0027272



소개

WB 및 ELISA용 고품질의 anti-PARD6A 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에 대해 검증되었으며, 세포 극성 및 tight junction 에 관여하는 PAR6C 어댑터 단백질을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PARD6A Rabbit pAb
비고/별칭	PAR6; PAR6C; TAX40; PAR-6A; TIP-40; PAR6alpha; PARD6A
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	50855
유전자 ID	50855
면역원(Immunogen)	사람 PARD6A (Q9NPB6)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9NPB6
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)