

Wb, Elisa용 Anti-Parg 토끼 단일클론 항체 - Q86W56

품목 번호: CM0004611



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-PARG 토끼 단일클론 항체; 인간 폴리(ADP-리보스) 글리코히드롤라아제를 특이적으로 표적합니다. ADP-리보실화, DNA 손상 반응 및 크로마틴 리모델링 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PARG Rabbit mAb
비고/별칭	PARG99; PARG
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8505
면역원	인간 PARG (NP_003622.2)의 아미노산 777-976 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q86W56
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스팩