

Anti-Parl Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9H300

품목 번호: CM0030841

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 Anti-PARL 토끼 폴리클로날 항체. 세포사멸 조절에 관여하는 미토콘드리아 프로테아제인 인간 PARL을 인식합니다. 세포사멸 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PARL Rabbit pAb
비고/별칭	PSARL; PSARL1; RHBDS1; PRO2207; PSENIP2; PARL
종	인간
GeneID (Human)	55486
GeneID	55486
면역원	인간 PARL (NP_001032728.1)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H300
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백