

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Parn 토끼 다클론 항체 - O95453

품목 번호: CM0024851



소개

poly(A) 특이 리보뉴클레아제인 인간 PARN에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 재조합 면역원 (아미노산 1-280). mRNA 붕괴 및 전사 후 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARN Rabbit pAb
비고/별칭	DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN
종	인간
GeneID (인간)	5073
GeneID	5073
면역원	인간 PARN (NP_002573.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95453
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩