

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Parp1 다클론 항체 - P09874

품목 번호: CM0017330



소개

인간 PARP1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 PARP1을 검출하며 DNA 수리, 세포사멸 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARP1 토끼 pAb
비고/별칭	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
종	인간
유전자ID (인간)	142
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09874
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백