


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Parp1 폴리클로날 항체 - P09874

품목 번호: CM0012831



소개

이 PARP1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 인간, 쥐, 랫드 PARP1(113kDa)을 검출합니다. C-말단 영역(aa 662-1014)을 표적으로 하며, DNA 손상 복구, 세포사멸 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARP1 Rabbit pAb
비고/별칭	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
종	인간
GeneID (Human)	142
GeneID	142
면역원	PARP1 (NP_001609.2)의 아미노산 662-1014에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P09874
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백