

If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Parp1 토끼 단클론 항체 - P09874

품목 번호: CM0003758



소개

IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 항-PARP1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 쥐 PARP1과 교차 반응합니다. DNA 복구, 세포자멸사 및 전사 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARP1 토끼 mAb
비고/별칭	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; PARP1
종	인간
유전자 ID (인간)	142
유전자 ID	142
면역원	합성 펩타이드 인간 PARP1(P09874)의 아미노산 700-800 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P09874
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스백