


Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Parp1 Rabbit Monoclonal Antibody - P09874

품목 번호: CM0007772



소개

인간 PARP1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. DNA 수리, 세포사멸, 전사 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PARP1 Rabbit mAb
비고/별칭	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
종	인간
유전자 ID (인간)	142
면역원	인간 PARP1 (NP_001609.2)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09874
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스백