


Wb 및 Elisa용 항-Parp2 토끼 단클론 항체 - Q9Ugn5

품목 번호: CM0004331



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 재조합 항-PARP2 토끼 단클론 항체로, DNA 수리 및 염색질 연구에서 인간 PARP2(Q9UGN5)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARP2 토끼 mAb
비고/별칭	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
종	인간
유전자 ID (인간)	10038
유전자 ID	10038
면역원	인간 PARP2(Q9UGN5)의 아미노산 484-583 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN5
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스 팩