


Wb, Elisa용 Anti-Parp2 토끼 다클론 항체 - Q9Ugn5

품목 번호: CM0019772



소개

사람 PARP2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. DNA 복구, 염색질 리모델링 및 ADP-리보실화 연구에 이상적입니다. 66kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PARP2 토끼 pAb
비고/별칭	ARTD2; ADPRT2; PARP-2; ADPRTL2; ADPRTL3; pADPRT-2; PARP2
종	사람
유전자 ID (사람)	10038
유전자 ID	10038
면역원	합성 펩타이드
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9UGN5
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩