

## Wb, Elisa용 Anti-Parp4 폴리클로날 항체 - Q9Ukk3

품목 번호: CM0026860



### 소개

인간 PARP4에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 PARP4를 검출합니다. 볼트(vault) 복합체 및 ADP-리보실화 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | PARP4 Rabbit pAb                                                       |
| 비고/별칭                    | PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWA5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4 |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                              |
| GeneID (인간)              | 143                                                                    |
| GeneID                   | 143                                                                    |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PARP4 (NP_006428.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.          |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                             |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                        |
| 응용(Applications)         | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                         |
| SWISS                    | Q9UKK3                                                                 |
| 단백질 분자량                  | 193kDa                                                                 |
| 배송(Shipping)             | 아이스백(Ice bag)                                                          |