

Wb, Elisa용 Anti-Parp4 토끼 다클론 항체 - Q9Ukk3

품목 번호: CM0022485



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 인간 PARP4에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 볼트 입자 및 ADP-리보실화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PARP4 토끼 pAb
비고/별칭	PH5P; p193; ARTD4; PARPL; VPARP; VWAS5C; PARP-4; VAULT3; ADPRTL1; PARP4
종	인간
GeneID (인간)	143
GeneID	143
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Ukk3
단백질 분자량	193kDa
배송	아이스팩