

Anti-Parp8 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q8N3A8

품목 번호: CM0018669

소개

인간, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증된 PARP8 토끼 다클론 항체입니다. ADP-리보실화 과정에 관여하는 단백질 모노-ADP-리보실전이효소 PARP8(ARTD16)을 표적으로 하며, 암 및 세포 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PARP8 토끼 pAb
비고/별칭	ARTD16; pART16; PARP8
종	인간
유전자 ID (인간)	79668
유전자 ID	79668
면역원	재조합 단백질[인간 PARP8(NP_001171527.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8N3A8
단백질 분자량	96kDa
배송 방식	아이스 팩