

Wb 및 Elisa용 Anti-Pars2 다클론 항체 - Q7L3T8

품목 번호: CM0022745

소개

인간 미토콘드리아 프롤린-tRNA 합성효소(PARS2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용에 적합하며, 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 번역 및 질병 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                            |
| 제품명         | PARS2 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | DEE75, proRS, EIEE75, MT-PRORS, PARS2                        |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 25973                                                        |
| 면역원         | 인간 PARS2(NP_689481.2)의 아미노산 30-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                           |
| 분류          | 다클론 항체                                                       |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 랫드                                                           |
| SWISS       | Q7L3T8                                                       |
| 단백질 분자량     | 53kDa                                                        |
| 배송          | 아이스팩                                                         |