

Wb 및 Elisa용 Anti-Parva 다클론 항체 - Q9Nvd7

품목 번호: CM0018738



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 인간 PARVA(알파-파빈)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 접착, 세포골격 및 심혈관 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PARVA 토끼 pAb
비고/별칭	PARVA; CH-ILKBP; MXRA2; 알파-파빈
종	인간
유전자 ID	55742
면역원	인간 PARVA(NP_060692.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NVD7
단백질 중량	20kDa/42kDa
배송	아이스팩