

## Anti-Parvalbumin (Pvalb) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P20472

품목 번호: CM0016753



### 소개

인간 Parvalbumin alpha (PVALB)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 근육 생리학 및 칼슘 결합 단백질 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Parvalbumin/PVALB Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭          | D22S749; Parvalbumin (PVALB)                                       |
| 종              | 인간                                                                 |
| GeneID (Human) | 5816                                                               |
| GeneID         | 5816                                                               |
| 면역원            | 인간 Parvalbumin (NP_002845.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                                 |
| 범주             | 폴리클론 항체                                                            |
| 적용 분야          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                             |
| 교차 반응성         | 인간, 마우스, 래트                                                        |
| SWISS          | P20472                                                             |
| 단백질 분자량        | 12kDa                                                              |
| 배송             | 아이스백                                                               |