

Wb용 항파브알부민/Pvalb 다클론 항체 - P20472

품목 번호: CM0025637



소개

파브알부민/PVALB (알파-PV)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 칼슘 의존성 근육 이완 및 칼슘 신호 전달 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	파브알부민/PVALB 토끼 pAb
비고/별칭	D22S749; 파브알부민 (PVALB)
종	인간
유전자 ID (인간)	5816
면역원	재조합 단백질 인간 파브알부민 (PVALB) (NP_002845.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20472
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백